

HÖR-FREIHEIT, DIE BEGEISTERT

Zerena Hörgeräte haben alles, was Sie für ein überzeugendes Hörerlebnis benötigen: einen superschnellen Chip, dynamische Features, ansprechendes Design, vielseitige Verbindungsmöglichkeiten und smartes Zubehör.

Zerena gibt es in fünf unterschiedlichen Leistungsstufen mit jeweils drei Hinter-dem-Ohr, vier Im-Ohr Modellen, verschiedenen Farbkombinationen und attraktivem Zubehör.







Zerena miniRITE T



Zerena BTE 105













Perfektes Hören mit Zerena.



Zerena verbessert das Sprachverstehen in geräuschvollen und dynamischen Hörsituationen.¹

Auf diese Weise lassen sich Unterhaltungen einfacher verfolgen.



Zerena bietet maximalen Komfort an äußerst geräuschvollen Orten.²

Auf diese Weise klingen laute Töne natürlicher.



Zerena reduziert die Anstrengungen beim Hören, sodass Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können.³

Auf diese Weise ermüden Sie weniger in lauten Situationen.

¹ Bernafon (2017). **Dynamic Noise Management™ – Ein erfolgreiches Team.** Topics in Amplification.

² Bernafon (2017). **Dynamic Amplification Control™ – Intelligente Verstärkung.** Topics in Amplification.

³ Bernafon (2017). Vorteile von Dynamic Amplification Control™ in komplexen Hörsituationen. White Paper.

DECSTM TECHNOLOGIE IN ZERENA

DECS™ steht für Dynamic Environment Control System™. Es analysiert die Hörumgebung nahezu in Echtzeit mit bis zu 32.000 Datenpunkten* pro Sekunde und unterscheidet dabei Sprache von Störgeräuschen. Damit Unterhaltungen einfacher werden, verstärkt DECS™ Sprache präzise und dämpft Störgeräusche passend.

DECS™ bleibt mit der Umwelt synchron und stellt sicher, dass Zerena auf jede akustische Änderung exakt so reagiert, wie Sie es erwarten.

Dank DECS™ liefert Zerena jederzeit ein überzeugend nahtloses Hörerlebnis und erhält den ursprünglichen Charakter der Hörumgebung.



Zusätzliche Funktionen für komplexe Hörumgebungen.



Live Musik-Programm für grenzenlosen Hörgenuss beim Musikhören.



Flugzeug-Programm für einen komfortablen Flug von A nach B.



Impulsschallunterdrückung zur Unterdrückung unangenehmer Klänge (z. B. das Klirren von Besteck).



Adaptive Feedback Canceller Plus zum Beseitigen von störenden Pfeifgeräuschen, bevor diese hörbar werden.

ZUBEHÖR, DAS TV-ERLEBNISSE SCHAFFT

Echte Hör-Freiheit auch beim Fernsehen erleben? Dann streamen Sie den Ton des Fernsehers einfach mit dem optional erhältlichen TV-A Adapter direkt in hochwertiger Dolby Digital® Stereo-Klangqualität in die Zerena Hörgeräte* und entscheiden selbst über die gewünschte Lautstärke.





Der Ton vom TV wird direkt zu Ihren Zerena Hörgeräten übertragen.

Sehen Sie Ihre Lieblings-TV-Sendung lieber auf dem iPad® oder hören Sie Musik bevorzugt auf dem iPhone® oder iPod®? Zerena Hörgeräte sind "Made for iPhone" und können den Ton dieser Geräte direkt empfangen.*



Made for **€ iPhone** | **iPad** | **iPod**

^{*} Für alle Zerena Hörgeräte außer CIC und IIC.

^{*}Weitere Informationen zur Kompatibilität erhalten Sie auf www.bernafon.de/products/accessories.

SOUNDCLIP-A, DER KLEINE ALLROUNDER

Der SoundClip-A bietet noch mehr Hör-Freiheit: Der nur 5x3cm kleine ansteckbare Clip ist enorm praktisch und überraschend vielseitig, denn er ist Fernbedienung, Audio-Streamer und externes Mikrofon in einem Gerät



Dank 2,4 GHz Technology streamt er Sprache in Stereo direkt in die Zerena Hörgeräte* – bei gleichzeitigem Erhalt aller Funktionen.

Der SoundClip-A ist "Made for all" und kompatibel mit Android™, iPhone® und vielen anderen Bluetooth®-fähigen Mobiltelefonen und Audiogeräten.



▶ Verwenden Sie den SoundClip-A für den Freisprechbetrieb mit Bluetooth®-fähigen Mobiltelefonen**.



Der SoundClip-A überträgt als Fernmikrofon Sprache in lärmigen Umgebungen, z. B. im Auto, und überbrückt Distanzen bis 20 Meter, z. B. bei Führungen.

^{*} Für alle Zerena Hörgeräte außer CIC und IIC.

^{**} Alle Mobiltelefone mit Bluetooth® ab 2010.

EINFACHES HANDLING VON ZERENA

Entdecken Sie die praktische App zur Steuerung der Zerena Hörgeräte: die EasyControl-A App für iPhone® und Android™. Mit ihr regulieren Sie die Lautstärke des gestreamten Telefon- und Fernsehsignals, schalten die Hörgeräte auf stumm, ändern

das Hörprogramm, sehen den Batteriestatus und verbinden Ihre Hörgeräte via IFTTT sogar mit dem Internet.




Haben Sie schon einmal Ihre Hörgeräte verlegt?

Dann kann die praktische "Hörgeräte finden"-Funktion helfen, sie wiederzufinden.

Alternativ steuern Sie die Lautstärke und ändern Programme mit der diskreten RC-A Fernbedienung. Flach und handlich, passt die RC-A bequem in die Hand- oder Hosentasche.



RC-A Fernbedienung



ZERENA MACHT AUFLADEN EINFACH

Zerena Hörgeräte nutzen klassische Einwegbatterien. Mit dem ZPower Zubehör und wenigen Handgriffen kann das kleine miniRITE Modell jedoch in ein Akku-Hörgerät umgerüstet werden. Das ZPower System macht es möglich.

Das Handling des ZPower Akku-Systems ist denkbar einfach und geht schnell: einfach die Zerena miniRITE zum Aufladen über Nacht in die Ladestation legen.

Die Silber-Zink-Mikroakkus von ZPower halten ca. 400 Ladezyklen und helfen dabei, die Umwelt zu schützen.



Farbauswahl HdO*




Basisschale metallic silber



Basisschale metallic anthrazit

Farbauswahl IdO*



- * Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich.
- ** Nur für IIC.

Seit 1946 helfen wir Menschen mit Hörproblemen, besser zu hören und zu kommunizieren. Dafür engagiert sich Bernafon in über 70 Ländern der Welt und setzt mit Schweizer Werten, führenden Technologien und leistungsstarken Produkten Maßstäbe.

Gemeinsam ermöglichen wir Menschen, besser zu hören und zu kommunizieren.

Für mehr Informationen über das Hören und Hörverluste www.bernafon.com









